

BIA / Balão Intra-Aórtico

Balão Intra-Aórtico com kit para Punção Percutânea

- Membrana do Balão Fabricado em Cardiothane II;
- Cateter em poliuretano, duplo lúmen, pre-enrolado;
- Lúmen central integral de Nitinol e lúmen externo aramado flexível;
- Kit de introdução completo distribuído em duas bandejas:



-Bandeja de Inserção

- (01) Baina introdutora hemostática de 15 cm com dilatador
- (02) Fio guia flexível em "J"
- (01) Agulha angiográfica 18Ga
- (01) Pré dilatador
- (01) Bisturi nº 11

-Bandeja do Balão Intraórtico

- (01) Balão intraórtico com dispositivo hemostático descartável pré montado
- (01) Tubo da linha de condução com conector de bomba Arrow pré conectado
- (01) Tubagem para pressão arterial
- (01) Seringa
- (01) Tubo de pressão com torneira de 15cm
- (01) Tampa luer lock macho
- (01) Válvula unidirecional

Referência	Tamanho do Cateter	Volume do Balão	Comprimento para inserção	Comp. Baina	Lúmen central i.d	Máximo fio-guia	Material do Cateter	Comp. da membrana do balão	Diâmetro inflado
IAB-S730C	7Fr	30cc	27.3"/ 69.3 cm	6"/ 15 cm	0.027"	0.025"	Poliuretano	9.1"/ 230 mm	14 mm
IAB-S840C	8Fr	40cc	27.3"/ 69.3 cm	6"/ 15 cm	0.027"	0.025"	Poliuretano	9.1"/ 230 mm	15 mm

Reg. Anvisa nº 80004970004