




O Cateter de Drenagem Multipropósito com introdutor Skater possui lúmen grande feito de poliuretano macio com grandes orifícios de drenagem. O cateter contém um retificador de ponta que é usado para endireitar a curvatura do pigtail na aplicação da cânula de reforço flexível ou de metal ao preparar para inserção, tem uma banda de tungstênio radiopaca proximal ao último orifício de drenagem para visualização. Os cateteres estão disponíveis com sistema de bloqueio, estes contêm um fio de sutura de monofilamento de proteção com trava (corda), inclui o Introduutor SKATER com marcador radiopaco incorporado.

Indicações de Uso

Destina-se a drenagem utilizando a técnica Seldinger, para ser utilizado na drenagem geral (drenagem de cistos, abscessos, hematomas, exsudatos pleurais, pleuracenteses, paracenteses, ascite, vesícula e nefrostomias) e aplicações em drenagem biliar.

Características

- ❖ Kit composto com 01 cateter de drenagem multipropósito com introdutor Skater, 01 agulha trocar, 01 Guia de acesso nitinol, 01 Amplatz Fio Guia WORKER, 01 Introduutor Skater e Dilatadores;
- ❖ Revestimento hidrofílico SLIP-COAT™ na ponta distal para facilitar a inserção;
- ❖ Agulha de punção fina com agulha trocar de 21G, o fio guia de acesso 0,018" de aço inoxidável ou nitinol e dilatadores coaxiais 6 Fr proporcionam a localização atraumática do fio guia Amplatz 0.035".
- ❖ Não contém látex;
- ❖ Todos os cateteres exceto o biliar possuem marcadores de posicionamento ao longo da tubulação do cateter principal.

Aviso: Este dispositivo foi concebido, testado e fabricado para utilização uma única vez. A sua reutilização ou reprocessamento não foram avaliados e podem provocar mau funcionamento e subsequentemente doenças, infecções ou outros danos no paciente. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar este dispositivo.

Especificações e características técnicas

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 3 anos

Componentes	Composição
Cateter de Drenagem	Poliuretano c/ sulfato de bário - Poliuretano - Éster de celulose - Polivinilrolidona - Metil etil cetona - acetato de n-butilo - poliuretano c/tungstênio - polietileno de baixa densidade - Silicone. monofilamento de Nylon - Acrilonitrilo butadieno estireno
Cânula metálica	Aço inoxidável 304 - Acrilonitrilo butadieno estireno.
Cânula flexível	Poliamido - Éster de celulose - Polivinilrolidona e Acrilonitrilo butadieno estireno.
Agulha Trocar	Aço inoxidável 304; Copolímeros de estireno-butadieno e Polipropileno.
Amplatz fio guia WORKER™	Aço inoxidável 302/304 revestido c/ PTFE
Introdutor Skater	Poliuretano de pelletano branco e Acrilonitrilo butadieno estireno; Tubo de poliuretano branco, polietileno e marcador de platina - Iridium Platinum e Aço inoxidável 304
Fio de acesso de nitinol	Nitinol; Paládio e Rênio.
Dilatador	HDPE verde; LDPE e Polioximetileno.

Cateter - Argon caixa com 05 unidades						
N° de Catálogo	Cateter de drenagem	Agulha de Punção	Amplatz fio guia WORKER™	Fio de acesso nitinol	Introdutor Skater	Dilatador
767308300	8Fr x 35cm	21ga x 15cm	0.035'' x 90cm	0.018'' x 80cm	6F x 18cm	8F x 20cm
767310300	10Fr x 35cm	21ga x 15cm	0.035'' x 90cm	0.018'' x 80cm	6F x 18cm	8F x 20cm 10F x 25cm

Reg. ANVISA n° 10337850107

