

## MLS® Laser Therapy

### Modelo 75W Laranja Classe IV



Protocolos pré definidos e programáveis



Ponteiras bocais exclusivas para a linha Laranja

O que torna o ASALaser diferente dos demais? Três letras: MLS®. Uma conquista importante na pesquisa ASALaser, MLS® Laser Therapy (Multiwave Locked System) supera as limitações da terapia com laser tradicional garantindo tratamentos breves que são efetivos desde a primeira sessão e com resultados duradouros. Com base em emissões combinadas e sincronizadas, o paciente se beneficia das vantagens das emissões contínuas e pulsadas ao mesmo tempo e em segurança total.

#### ■ Características:

As fontes MLS® têm uma potência de pico máxima de 75 W e uma potência média de até 1,2 W, utilizada na totalidade graças à sincronização de emissões (contínua e pulsada), que permite atingir as profundidades do tecido, garantindo simultaneamente a segurança completa contra danos causados pelo calor. Graças ao maior poder de pico, pode-se agir sobre a fonte de dor de forma mais direta, aumentando os efeitos anti-inflamatórios, acelerando o efeito anti-edema e promove a ativação dos processos e regeneração celular.

O aplicador ergonômica, cobrindo uma área de alvo de 2 cm de diâmetro, é ideal para tratamento pontual ou varredura geral. O tratamento de áreas maiores pode ser facilmente realizado usando *Charlie Orange*, o aplicador multidiodo que pode cobrir uma área alvo de 5 cm<sup>2</sup> de diâmetro com uma potência de até 3,6 W e um pico de potência de 75 W. Incluso bateria de longa duração e alça de suporte.



Opcional: Charlie Orange

## MLS® Laser Therapy

Modelo 25W Azul  
Classe IV



### ■ Características

O aplicador ergonômico cobre uma área de alvo de 2 cm de diâmetro, facilitando a ativação dos fotorreceptores da área tratada e envolvendo ao mesmo tempo uma grande área do tecido subjacente. Ideal para o tratamento de pontos ou a varredura vertical, foi projetada para garantir o máximo desempenho ao longo do tempo.

*Charlie*: ideal para tratar grandes áreas do corpo. Use o seu Mphi Vet para todo o seu potencial ao adicionar *Charlie*, o aplicador tem uma potência de até 3,3 W com um pico de potência de 25 W. Este aplicador pode cobrir uma área alvo de 5cm<sup>2</sup> de diâmetro, tornando mais fácil tratar Grandes áreas do corpo, promovendo a mioelaxação das zonas circundantes e reduzindo os tempos de tratamento.



Opcional: *Charlie*

